



Pistone per Transferpettor

BRAND

Pistone per Transferpettor.



Code	Description	Packaging
LLG09280911	Pistone per Transferpettor tipo fisso 1/2/5 µl, acciaio inox	3 pz
LLG09280913	Pistone per Transferpettor tipo fisso e digital 10 µl, acciaio inox	3 pz
LLG09280915	Pistone per Transferpettor tipo fisso 20 µl, tipo digital 25 µl, inox	3 pz
LLG09280917	Pistone per Transferpettor fisso e digital 50 µl, acciaio inox	3 pz
LLG09280921	Pistone per Transferpettor fisso e digital 100 µl, acciaio inox	3 pz
LLG09280925	Pistone per Transferpettor fisso 200 µl, acciaio inox	3 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

