

**Bottiglie Woulff con 3 colli rettificati e fondo tubolare, in DURAN®****Duran**

Bottiglia di Woulff in vetroDURAN®. 3 colli standard smerigliati e fondo ad angoli arrotondati.

Resistente al vuoto grazie allo spessore della parete e alla particolare conformazione.



| Code        | Description                                                                            | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG07022218 | Bottiglie Woulff in DURAN®, con 3 colli rettificati NS 19/26 e fondo tubolare, 500 ml  | 1 pz      |
| LLG07022219 | Bottiglie Woulff in DURAN®, con 3 colli rettificati NS 24/29 e fondo tubolare, 1000 ml | 1 pz      |
| LLG07022221 | Bottiglie Woulff in DURAN®, con 3 colli rettificati NS 34/35 e fondo tubolare, 5000 ml | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

