

**Bottiglie Woulff con 3 colli rettificati e fondo tubolare, in DURAN®****Duran**

Bottiglia di Woulff in vetroDURAN®. 3 colli standard smerigliati e fondo ad angoli arrotondati.

Resistente al vuoto grazie allo spessore della parete e alla particolare conformazione.



Code	Description	Packaging
LLG07022218	Bottiglie Woulff in DURAN®, con 3 colli rettificati NS 19/26 e fondo tubolare, 500 ml	1 pz
LLG07022219	Bottiglie Woulff in DURAN®, con 3 colli rettificati NS 24/29 e fondo tubolare, 1000 ml	1 pz
LLG07022221	Bottiglie Woulff in DURAN®, con 3 colli rettificati NS 34/35 e fondo tubolare, 5000 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

