

**Buretta di Schilling, in Classe B****Kartell**

Buretta di Schilling, in Classe B.

- Automatica.
- Realizzate in polimetilpentene (secondo le norme DIN 12.700, classe B).
- Bottiglia di alimentazione in PE con base in PE-LD
- Riempimento rapido premendo la bottiglia.
- Dotate di rubinetto di precisione per aggiunta goccia a goccia o per titolazione rapida.
- Capacità bottiglia: 1000 mL.



Code	Description	Packaging
LLG06227446	Buretta di Schilling in plastica, Classe B, 25 ml, 0,10 ml	1 pz
LLG06261330	Buretta di Schilling in plastica, Classe B, 50 ml, div. 0,10 ml	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

