

**Frigorifero portatile, in plastica, per il trasporto di campioni refrigerati****Kartell**

Contenitori frigo per il trasporto di campioni refrigerati.
Realizzati in materiale termoplastico antiurto, con isolamento termico mediante camere isolanti in poliuretano.
Dotati di maniglia per il trasporto.
Omologati per alimenti e quindi garantiti completamente atossici.
Da utilizzare con unità ghiaccio contenenti 1 kg di liquido (cod. LLG06232960).
L'unità ghiaccio ha la struttura esterna in materiale plastico, è riutilizzabile e si inserisce all'interno del contenitore di trasporto termoisolante.
Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?
Scopri come possiamo aiutarti



Code	Description	Packaging
LLG06205995	Frigo portatile, cap. 25 litri, in PS antiurto, dim. esterne 230 x 400 x 350 h mm, dim. interne 180 x 350 x 375 h mm, da utilizzare con unità di raffreddamento codice LLG06232960	1 pz
LLG06239707	Frigo portatile, cap. 32 litri, in PS antiurto, dim. esterne 270 x 490 x 380 h mm, dim. interne 235 x 405 x 290 h mm, da utilizzare con unità di raffreddamento codice LLG06232960	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

