

**Coperchi per essiccatori****Duran**

Coperchio per essiccatore in vetro DURAN®, con tubo speciale (NS 24/29 tipo WERTEX), con flangia scanalata ad anello, adatto a tutti i tipi di base.



Code	Description	Packaging
LLG07022141	Coperchio per essiccatori DN 150, Ø esterno 215 ± 2 mm, altezza 86 mm, ID flangia 172 mm, collo NS 24/29	1 pz
LLG07022144	Coperchio per essiccatori DN 250, Ø esterno 320 ± 2 mm, altezza 109 mm, ID flangia 274 mm, collo NS 24/29	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

