

**Coperchio per essiccatore, in DURAN®, con flangia piatta****Duran**

Coperchio flangiato, piatto, in vetro DURAN®, con collo centrale.
Resistente alla pressione e al vuoto grazie allo spessore della parete e alla geometria.
Applicazioni tipiche: reazioni sotto pressione e/o alta temperatura.



Code	Description	Packaging
LLG07022118	Coperchi in DURAN®, flangia piatta solo con collo centrale, DN 100, COLLO NS 29/32, h 76 mm, diam. esterno 138 mm	1 pz
LLG07022121	Coperchi in DURAN®, flangia piatta solo con collo centrale, DN 200, COLLO NS 29/32, h 126 mm, diam. esterno 242 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

