



Puntali a punta fine, 0,1-200 µl

Puntali a punta fine. Capacità: 0,1-200 µL.
Disponibili in:

- Versione in confezione sfusa, ideale per l'utilizzo con provette particolarmente lunghe il cui fondo è difficilmente raggiungibile con puntali standard.
- Versione sterilizzata, confezionata in rack da 96 posti, specifica per caricamento gel.



Code	Description	Packaging
LLG04681490	Puntali in rack, 0,1-200 µl, sterili, tipo gel loading, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 10 pz O MULTIPLI DI 10 pz	96 pz
LLG06524077	Puntali sfusi, 0,1-200 µl, non sterili, a punta fine per raggiungimento fondo provette lunghe	1000 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

