



Asta di agitazione KPG, Duran, WB 16, intercambiabile

Duran

Asta di agitazione KPG, Duran, intercambiabile. Lungh. 260 mm. Diam asta 16 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09197264	Asta di agitazione KPG, in vetro Duran, lunghezza 260 mm, diam. asta x lunghezza asta	1 pz
LLG09197267	Asta di agitazione KPG, in vetro Duran, lunghezza totale 260 mm, diam. asta x lunghezza asta 16 x 160 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

