

**Asta di agitazione KPG, Duran, WB 16, intercambiabile****Duran**

Asta di agitazione KPG, Duran, intercambiabile. Lungh. 260 mm. Diam asta 16 mm.



Code	Description	Packaging
LLG09197264	Asta di agitazione KPG, in vetro Duran, lunghezza 260 mm, diam. asta x lunghezza asta	1 pz
LLG09197267	Asta di agitazione KPG, in vetro Duran, lunghezza totale 260 mm, diam. asta x lunghezza asta 16 x 160 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

