

**Bottiglie in PTFE****Kartell**

Bottiglie in PTFE.

Temperatura di utilizzo da -270° a +250°.

Particolarmente resistenti agli acidi e a miscele molto aggressive.

Con tappo a vite.



| Code        | Description                                                         | Packaging |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06230264 | Bottiglia in PTFE, 250 ml, Ø 66,74 mm, h 118,40 mm, Ø bocca 42 mm   | 1 pz      |
| LLG06237928 | Bottiglia in PTFE, 100 ml, Ø 52,56 mm, h 89,82 mm, Ø bocca 35,24 mm | 1 pz      |
| LLG06237929 | Bottiglia in PTFE, 500 ml, Ø 80 mm, h 147,15 mm, Ø bocca 51,15 mm   | 1 pz      |
| LLG06237930 | Bottiglia in PTFE, 1000 ml, Ø 102 mm, h 184,21 mm, Ø bocca 57 mm    | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

