

**Condensatore DURAN® a serpentina, tipo Dimroth****Duran**

Condensatore in vetro DURAN®, tipo Dimroth, con 2 giunti semrigliati standard e 2 raccordi filettati per tubi in plastica.

Questo tipo di condensatore ha una superficie di scambio termico maggiore e quindi un migliore effetto di raffreddamento rispetto al condensatore di Liebig o Allihn.

Applicazioni tipiche: condensazione.



Code	Description	Packaging
LLG07021978	Condensatore a serpentina DURAN®, tipo Dimroth, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 14/23, lunghezza camicia 160 mm	1 pz
LLG07021979	Condensatore a serpentina DURAN®, tipo Dimroth, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 24/29, lunghezza camicia 250 mm	1 pz
LLG07021980	Condensatore a serpentina DURAN®, tipo Dimroth, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 29/32, lunghezza camicia 250 mm	1 pz
LLG07021981	Condensatore a serpentina DURAN®, tipo Dimroth, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 29/32, lunghezza camicia 400 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

