

**Condensatore DURAN® a serpentina, tipo Dimroth****Duran**

Condensatore in vetro DURAN®, tipo Dimroth, con 2 giunti semrigliati standard e 2 raccordi filettati per tubi in plastica.

Questo tipo di condensatore ha una superficie di scambio termico maggiore e quindi un migliore effetto di raffreddamento rispetto al condensatore di Liebig o Allihn.

Applicazioni tipiche: condensazione.



| Code        | Description   | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG07021978 | Condensatore a serpentina DURAN®, tipo Dimroth, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 14/23, lunghezza camicia 160 mm | 1 pz      |
| LLG07021979 | Condensatore a serpentina DURAN®, tipo Dimroth, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 24/29, lunghezza camicia 250 mm | 1 pz      |
| LLG07021980 | Condensatore a serpentina DURAN®, tipo Dimroth, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 29/32, lunghezza camicia 250 mm | 1 pz      |
| LLG07021981 | Condensatore a serpentina DURAN®, tipo Dimroth, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 29/32, lunghezza camicia 400 mm | 1 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

