

**Condensatore a serpentina rivestito DURAN®****Duran**

Condensatore con serpentina, in vetro DURAN®, con 2 giunti smerigliati standard e 2 raccordi filettati per tubi in plastica.

Questo tipo di condensatore ha una superficie di scambio termico molto ampia grazie alla sua serpentina.

Condensatore a doppia camicia e quindi particolarmente adatto a lavorare con basso punto di ebollizione.

Applicazione tipica: utilizzo come condensatore a riflusso per la condensazione e il feedback del vapore (di solvente) alla miscela di reazione.



Code	Description	Packaging
LLG07021982	Condensatore a serpentina rivestito DURAN® , con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 24/29, lunghezza camicia 250 mm	1 pz
LLG07021983	Condensatore a serpentina rivestito DURAN®, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 29/32, lunghezza camicia 250 mm	1 pz
LLG07021984	Condensatore a serpentina rivestito DURAN®, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 24/29, lunghezza camicia 400 mm	1 pz
LLG07021985	Condensatore a serpentina rivestito DURAN®, con 2 attacchi per tubi flessibili in plastica avvitati, NS 29/32, lunghezza camicia 400 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

