

**Cono Imhoff in SAN****BRAND**

Cono Imhoff per sedimentazione - con rubinetto a vite per facilitare l'uscita del contenuto - in SAN, trasparente - tipo PLASTIBRAND - graduato fino a 1000 mL - in accordo a DIN 12 672 - resiste ad una temperatura massima di 85 °C.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

