

**Ancoretta ovale****BRAND**

Ancoretta di forma ovale - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - ideale per contenitori con fondo arrotondato, ad esempio- palloni a fondo tondo - temperatura massima d'uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.



| Code        | Description                                         | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|
| LLG04688879 | ancoretta ovale in PTFE - diam. max 5x10 lungh. mm  | 10 pz     |
| LLG04688881 | ancoretta ovale in PTFE - diam. max 6x15 lungh. mm  | 10 pz     |
| LLG04688882 | ancoretta ovale in PTFE - diam. max 10x20 lungh. mm | 10 pz     |
| LLG04688883 | ancoretta ovale in PTFE - diam. max 12x25 lungh. mm | 10 pz     |
| LLG04688884 | ancoretta ovale in PTFE - diam. max 15x32 lungh. mm | 10 pz     |
| LLG04688885 | ancoretta ovale in PTFE - diam. max 15x34 lungh. mm | 10 pz     |
| LLG04688886 | ancoretta ovale in PTFE - diam. max 20x40 lungh. mm | 10 pz     |
| LLG04688887 | ancoretta ovale in PTFE - diam. max 20x50 lungh. mm | 10 pz     |
| LLG04688910 | ancoretta ovale in PTFE - diam. max 20x65 lungh. mm | 10 pz     |
| LLG04688911 | ancoretta ovale in PTFE - diam. max 20x70 lungh. mm | 10 pz     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

