

**Bottiglia boro 3.3 tappo a vite****BRAND**

Bottiglia in vetro boro 3.3 - tappo a vite e anello salvagoccia in PP (eccetto modello da 25 mL) - filettatura secondo DIN ISO 4796 - base robusta per migliore stabilità e resistenza alle abrasioni - graduata - con area bianca di scrittura - autoclavabile (121 °C) .



Code	Description	Packaging
LLG04688898	bottiglia boro 3.3 - 100 mL - GL45 - Ø56x105 h mm	10 pz
LLG04688899	bottiglia boro 3.3 - 250 mL - GL45 - Ø70x144 h mm	10 pz
LLG04688900	bottiglia boro 3.3 - 500 mL - GL45 - Ø86x183 h mm	10 pz
LLG04688901	bottiglia boro 3.3 - 1000 mL - GL45 - Ø101x232 h mm	10 pz
LLG04688902	bottiglia boro 3.3 - 2 L - GL45 - Ø136x268 h mm	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

