

**Bottiglia per ossigeno Winkler****BRAND**

Bottiglia in vetro soda-calcico di colore bianco trasparente - per la determinazione dell'ossigeno disciolto nell'acqua - la capacità è calibrata a  $\pm 0,01$  mL ed è serigrafata sulla bottiglia - con zona bianca per etichetta - solido tappo in vetro, tagliato obliquamente con cono smerigliato che può essere facilmente fissato con una pinza a pressione - ogni bottiglia è tarata con il suo tappo, perciò, tappi e bottiglie non sono intercambiabili, per evitare scambi, bottiglie e tappi sono marcati con lo stesso numero di identificazione.



| Code        | Description                                                      | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04689055 | bottiglia per ossigeno - tipo Winkler - cap. nominale 100-150 mL | 2 pz      |
| LLG04689056 | bottiglia per ossigeno - tipo Winkler - cap. nominale 250-300 mL | 2 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

