

**Bottiglia per ossigeno Winkler****BRAND**

Bottiglia in vetro soda-calcico di colore bianco trasparente - per la determinazione dell'ossigeno disciolto nell'acqua - la capacità è calibrata a $\pm 0,01$ mL ed è serigrafata sulla bottiglia - con zona bianca per etichetta - solido tappo in vetro, tagliato obliquamente con cono smerigliato che può essere facilmente fissato con una pinza a pressione - ogni bottiglia è tarata con il suo tappo, perciò, tappi e bottiglie non sono intercambiabili, per evitare scambi, bottiglie e tappi sono marcati con lo stesso numero di identificazione.



Code	Description	Packaging
LLG04689055	bottiglia per ossigeno - tipo Winkler - cap. nominale 100-150 mL	2 pz
LLG04689056	bottiglia per ossigeno - tipo Winkler - cap. nominale 250-300 mL	2 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

