

**Buretta ambrata Classe B rubinetto PTFE****BRAND**

Buretta in vetro ambrato tipo Silberbrand: tratti di taratura corti, lettura al livello inferiore del menisco - in vetro borosilicato 5.4 - per il tipo da 25 mL i limiti di errore corrispondono alla classe B secondo DIN EN ISO 385, 50 mL classe B secondo DIN EN ISO 385 - graduazioni e iscrizioni smaltate bianche ad elevato contrasto - calibrata per scolamento (Ex) - rubinetto diritto con maschio in PTFE, guarnizione e dado di ritegno.



Code	Description	Packaging
LLG04689020	buretta ambrata classe B - rubinetto dritto in PTFE - cap. 25 mL	2 pz
LLG04689063	buretta ambrata classe B - rubinetto dritto in PTFE - cap. 50 mL	2 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

