

**Buretta Classe B senza rubinetto****BRAND**

Buretta senza rubinetto tipo Silberbrand: tratti di taratura corti, lettura al livello inferiore del menisco - in vetro AR-Glas - i limiti di errore corrispondono alla classe B secondo la DIN EN ISO 385 - calibrata per scolamento (Ex) - da usare con il rubinetto in PTFE - tubo di scarico con diametro esterno 8 mm.



Code	Description	Packaging
LLG04688876	buretta classe B - senza rubinetto - cap. 25 mL	2 pz
LLG04688877	buretta classe B - senza rubinetto - cap. 50 mL	2 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

