

**Buretta Classe B rubinetto laterale****BRAND**

Buretta classe B SILBERBRAND - rubinetto laterale - in vetro Duran - secondo DIN EN ISO 385  
- calibrata per scolamento (Ex) - striscia Schellbach - lunghezza 800 mm circa - disponibile con  
rubinetto a spillo in PTFE o maschio in vetro.



| Code        | Description                                           | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04688788 | buretta c/rubinetto laterale a spillo in PTFE - 10 mL | 2 pz      |
| LLG04688789 | buretta c/rubinetto laterale a spillo in PTFE - 25 mL | 2 pz      |
| LLG04688790 | buretta c/rubinetto laterale a spillo in PTFE - 50 mL | 2 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

