

**Staffa per burette automatiche****BRAND**

Staffa per burette automatiche, in PTFE. Guarnizione senza lubrificante in modo da non contaminare il campione. Resistente a sostanze chimiche per temperature comprese fra -200 e +260 °C. Struttura robusta per uso permanente. Con collare zigrinato e anello di guarnizione che garantiscono eccellente tenuta. Basso tasso di perdita: $Q 1 \cdot 10^{-4} \text{ mbar} \cdot \text{l} \cdot \text{s}^{-1}$.



Code	Description	Packaging
LLG07072267	Staffa per burette automatiche, in PTFE, NS 29/32	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

