

**Cilindro vetro Classe A ETERNA****BRAND**

Cilindro in vetro forma alta tipo Blaubrand Eterna: anelli di taratura sui punti principali e lettura al livello inferiore del menisco - classe A - per lavori di precisione - anelli di taratura e iscrizioni di colore marrone particolarmente resistenti a metodi di lavaggio aggressivi - in vetro borosilicato 3.3 - conforme DIN EN ISO 4788 - base esagonale - becco di travaso - calibrato a contenere (in) - con numero di lotto e certificato di lotto.



| Code        | Description                                     | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|
| LLG04688978 | cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 50 mL  | 2 pz      |
| LLG04689036 | cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 25 mL  | 2 pz      |
| LLG04689129 | cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 5 mL   | 2 pz      |
| LLG04689130 | cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 10 mL  | 2 pz      |
| LLG04689131 | cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 100 mL | 2 pz      |
| LLG04689132 | cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 250 mL | 2 pz      |
| LLG04689133 | cilindro in vetro classe A ETERNA - cap. 500 mL | 2 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

