

**Imbuto separatore in PP****BRAND**

Imbuto separatore in polipropilene traslucido e infrangibile - utile per separazioni con prodotti pericolosi o radioattivi - è possibile osservare chiaramente l'interfaccia tra le due fasi - fornito con tappo a vite in polietilene e rubinetto in PTFE - sterilizzabile in autoclave a 121 °C, escluso il tappo a vite.



Code	Description	Packaging
LLG04682613	imbuto separatore in PP - cap. 125 mL	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

