

**Matraccio tarato in PMP****BRAND**

Matraccio tarato in polimetilpentene, trasparenza simile al vetro - chimicamente inerte, infrangibile, a tenuta - tolleranza secondo DIN EN ISO 1042, classe B o classe A, a seconda del modello - fornito con tappo in polipropilene - anello di taratura e iscrizioni in colore blu - calibrato a contenere (ln) - trattamenti a temperature superiori a 121 °C non causano permanenti variazioni dei limiti di tolleranza - durante il lavaggio, per preservare la graduazione, si raccomanda la temperatura massima di 60°C - tipo di classe A: certificato di lotto incluso.



Code	Description	Packaging
LLG04000068	matraccio tarato in PMP - classe A - 10 mL - collo largo, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 2 pz O MULTIPLI DI 2 pz	1 pz
LLG04681976	matraccio tarato in PMP - classe A - 1000 mL	1 pz
LLG04687148	matraccio tarato in PMP - classe B - 1000 mL	1 pz
LLG06320630	matraccio tarato in PMP - classe A - 50 mL	2 pz
LLG06322047	matraccio tarato in PMP - classe A - 100 mL, ATTENZIONE! ORDINE MINIMO 2 pz O MULTIPLI DI 2 pz	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

