

**Pipetta graduata Classe B ETERNA tipo 2****BRAND**

Pipetta graduata in vetro AR-GLAS - in accordo a DIN EN ISO 835 - tipo 2 - a scolamento totale - Silberbrand ETERNA - classe B - con volume nominale in lato - calibrata per scolamento (Ex).



| Code        | Description                                                              | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04689011 | pipetta tipo 2 - 1 mL - div. 0,01 mL                                     | 12 pz     |
| LLG04689012 | pipetta tipo 2 - 2 mL - div. 0,01 mL                                     | 12 pz     |
| LLG04689013 | pipetta tipo 2 - 2 mL - div. 0,02 mL                                     | 12 pz     |
| LLG04689067 | pipetta tipo 2 - 5 mL - div. 0,1 mL - predisposizione tampone di cotone  | 12 pz     |
| LLG04689069 | pipetta tipo 2 - 25 mL - div. 0,1 mL - predisposizione tampone di cotone | 6 pz      |
| LLG04689070 | pipetta tipo 2 - 5 mL - div. 0,05 mL - predisposizione tampone di cotone | 12 pz     |
| LLG04689071 | pipetta tipo 2 - 10 mL - div. 0,1 mL - predisposizione tampone di cotone | 12 pz     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

