

**Pipetta tarata in PP****BRAND**

Pipetta in polipropilene - elevata trasparenza - ad un tratto - scolamento totale - anelli di taratura e indicazioni in blu - resistente alla rottura - calibrata per scolamento (Ex) - il riscaldamento fino a 60 °C non produce alcun superamento permanente dei limiti di errore - per preservare la graduazione si raccomanda una temperatura massima di 60 °C durante il lavaggio.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

