

**Lavapipette automatico****BRAND**

Lavapipette con scarico automatico - da utilizzare con i canestri portapipette in polietilene e polipropilene - sistema di alta qualità e grande velocità - risolve il problema di lavare in modo rapido e sicuro, anche in laboratori nei quali si fa uso di prodotti radioattivi, corrosivi o tossici - lo svuotamento a sifone permette un continuo ricambio dell'acqua - fondo in polietilene elastico: elimina il rischio di rottura delle pipette - si può usare un contenitore con due o tre canestri in modo da effettuare l'ammollo di due o tre gruppi di vetreria contemporaneamente - il bordo superiore è dotato di anello protettivo che elimina ogni spigolosità e fornisce una base di fissaggio per il portagomma - il cestello è stato dotato di anello ad altezza regolabile per tenere raggruppate le pipette durante l'estrazione dei lavapipette - set suggerito: pipette 1x LLG04668818 / 2x LLG09273985 / 1x LLG09273925.





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

