

**Provetta conica, graduata, in PP, con tappo****BRAND**

Provetta conica - graduata - in polipropilene biologicamente inerte per ottimo recupero di cellule e proteine - con tappo - resistente max 3000 RCF - non sterile - tappo a vite in polietilene a tenuta - elevata trasparenza.



Code	Description	Packaging
LLG04689274	provetta conica con tappo a vite - graduata fino a 13 mL - volume nominale 15 mL - diam. 17x120 h mm	750 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

