

**Provetta cilindro-conica ASTM D91****BRAND**

Provetta cilindro-conica - in vetro borosilicato 3.3 - per centrifuga - conforme alle specifiche ASTM (American Society for Testing and Materials) - secondo la normativa ASTM D91 - lunghezza totale 203 mm - iscrizioni di colore blu molto leggibili - su richiesta può essere fornita con certificato di qualità individuale.

Forza Centrifuga Relativa (RCF)

I valori massimi di RCF quotati (identici ai valori g) si riferiscono a microprovette riempite con acqua e sottoposte a 20 minuti di centrifugazione a 20 °C. Tuttavia il limite di rottura effettivo è largamente influenzato da diverse condizioni quali: la posizione nel rotore, i prodotti chimici usati, la temperatura e il tempo di centrifugazione. Quindi i valori di RCF sono indicativi (DIN 58970).


Equazione per calcolare la RCF:

$$RZB = 1,118 * r * (n)^2$$

Esempio:

Raggio di rotazione $r = 180$ mm (distanza verticale fra asse nel centro di rotazione e fondo della provetta).

Velocità $n = 6000$ min⁻¹



Code	Description	Packaging
LLG04689059	provetta per centrifuga ASTM D 91 - cilindro-conica - lungh. max 203 mm	2 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

