


**Scatola per criogenia Cryobox****BRAND**

Scatola per conservazione provetta da criogenia - in policarbonato - intervallo di temperatura (in azoto liquido in fase gassosa) da -196 °C a +121 °C - autoclavabile a 121 °C (2 bar), secondo la norma DIN EN 285.



| Code        | Description                                                 | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04688064 | scatola per provette da criogenia da 1,2 e 2 mL - 81 posti  | 4 pz      |
| LLG04689256 | scatola per provette da criogenia da 1,2 e 2 mL - 100 posti | 4 pz      |
| LLG04689257 | scatola per provette da criogenia da 3, 4 e 5 mL - 81 posti | 5 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

