


**Indicatore di flusso****BRAND**

Indicatore di flusso. In stirene- acrilonitrile (SAN), trasparente. Questo dispositivo ottimizza il flusso dell'acqua di raffreddamento durante la distillazione. Ciò diminuisce i costi operativi riducendo il consumo dell'acqua.

Massima pressione operativa: 2 bar.

Massima temperatura operativa per SAN: 30 °C.



Code	Description	Packaging
LLG04689072	Indicatore di flusso, SAN, per tubi diam. Interno 6-11 mm	5 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

