


**Indicatore di flusso****BRAND**

Indicatore di flusso. In stirene- acrilonitrile (SAN), trasparente. Questo dispositivo ottimizza il flusso dell'acqua di raffreddamento durante la distillazione. Ciò diminuisce i costi operativi riducendo il consumo dell'acqua.

Massima pressione operativa: 2 bar.

Massima temperatura operativa per SAN: 30 °C.



| Code        | Description                                               | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04689072 | Indicatore di flusso, SAN, per tubi diam. Interno 6-11 mm | 5 pz      |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

