



Micro burette con rubinetto diritto, secondo Bang, vetro borosilicato 3.3, Classe AS

BRAND

Micro burette con rubinetto diritto, secondo Bang, vetro borosilicato 3.3, Classe AS.

BLAUBRAND®, classe AS, DE-M marcatura. Boro 3.3. DIN EN ISO 385.

Calibrate per dispensare (Ex). Linea Schellbach. Rubinetto con valvola a spillo in PTFE (chiave in PTFE nel rubinetto intermedio). Tutte le burette BLAUBRAND® vengono fornite con numero di lotto e un certificato di lotto incluso come da confezione del produttore. Disponibile anche con certificato di calibrazione singolo, USP o DAkkS (ex DKD), a richiesta.

Il certificato del lotto è disponibile anche per il download dal sito web del produttore.



Code	Description	Packaging
LLG04689278	Micro burette con rubinetto diritto, secondo Bang, vetro borosilicato 3.3, Classe AS, Capacità 2 ml, Grad. 0,01 ml, Tolleranza 0,01 ± ml, Con Rubinetto a spillo PTFE	2 pz
LLG04689279	Micro burette con rubinetto diritto, secondo Bang, vetro borosilicato 3.3, Classe AS, Capacità 10 ml, Grad. 0,02 ml, Tolleranza 0,02 ± ml, Con Rubinetto a spillo PTFE	2 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

