

**Bottiglione senza rubinetto****BRAND**

Bottiglione per stoccaggio, in PE-HD, con tappo a vite e manico in materiale plastico.

Rubinetto da acquistare a parte: LLG07019555.



Code	Description	Packaging
LLG04684617	Bottiglione per stoccaggio SENZA rubinetto,5 litri, in PE-HD, collo stretto	1 pz
LLG04684618	Bottiglione di stoccaggio SENZA rubinetto,10 litri, in PE-HD, collo stretto	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

