



Matraccio volumetrico, in vetro DURAN®, senza graduazioni né stampe

Duran

Matraccio volumetrico, in vetro DURAN®, senza graduazioni né stampe.

- Articolo non calibrato (nessun segno di graduazione);
- Disponibili alcuni modelli con smerigliatura parziale;
- Senza tappo.



Code	Description	Packaging
LLG07021174	Matraccio volumetrico da 100 ml, NS 12/21, in vetro DURAN®, parzialmente smerigliato, senza graduazioni né stampe, Attenzione! Ordine minimo 10 pz o multipli di 10 pz	1 pz
LLG07021176	Matraccio volumetrico da 250 ml, NS 14/23, in vetro DURAN®, parzialmente smerigliato, senza graduazioni né stampe, Attenzione! ORDINE MINIMO 10 PZ O MULTIPLI DI 10 PZ	1 pz
LLG07021177	Matraccio volumetrico da 500 ml, NS 19/26, in vetro DURAN®, parzialmente smerigliato, senza graduazioni né stampe, Attenzione! ORDINE MINIMO 10 PZ O MULTIPLI DI 10 PZ	1 pz
LLG07021178	Matraccio volumetrico da 1 L, NS 24/29, in vetro DURAN®, parzialmente smerigliato, senza graduazioni né stampe, Attenzione! ORDINE MINIMO 10 PZ O MULTIPLI DI 10 PZ	1 pz
LLG07021182	Matraccio volumetrico da 5 L, no NS, diam. circa 42 mm, non smerigliato, con bordo, senza graduazioni né stampe	1 pz
LLG07021183	Matraccio volumetrico da 10 L, no NS, diam. circa 52 mm, non smerigliato, con bordo, senza graduazioni né stampe	1 pz