

**Pompa per acqua DURAN®****Duran**

Pompa per acqua DURAN®, con valvola di non ritorno. Portata: 300 L/h.
Altezza: 275 mm. Pressione 1,2 bar.



Code	Description	Packaging
LLG07022089	Pompa per acqua con valvola di non ritorno, in DURAN®, H 275 mm, portata 300 L/h, pressione minima dell'acqua 1,2 bar	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

