

**Pompa a getto d'acqua in PP****Duran**

Pompa a getto d'acqua in plastica (PP), con valvola di non ritorno, collegamento per tubo e adattatori da 1/2" e 3/4".

Portata: 400 l/h alla pressione d'acqua di 3.5bar e alla temperatura dell'acqua di 12°C. Altezza 235 mm. Connessione per tubo diam. interno 9 - 12 mm. Portata minima 170 l/h.



Code	Description	Packaging
LLG07023753	Pompa a getto d'acqua in PP, con valvola di non ritorno, con connettori per 1/2" e 3/4", h 235 mm, portata 170 L/h, pressione minima dell'acqua: 1 bar, connessione adatta per tubi diam. 9 - 12 mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

