

**Kit per Digital PCR****Stilla Technologies**

Il kit EGFR a 6 colori consente di rilevare e quantificare fino a 32 mutazioni somatiche di EGFR negli esoni 18, 19, 20 e 21 associati al carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC). Il kit può essere utilizzato su DNA privo di cellule (cfDNA) estratto da campioni di plasma.



Code	Description	Packaging
R30006	6-component based EGFR detection kit per 48 reazioni	



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

