

**6x DNA Loading Dye Buffer Double Blue****Solis Biotryne**

Per il caricamento su gel di campioni di DNA tipo frammenti di PCR e frammenti di restrizione.

- Include due coloranti traccianti;
- Facile caricamento e rilevamento di campioni di DNA;
- Stoccaggio a temperatura ambiente.



Code	Description	Packaging
FC6070300001	6x DNA loading dye Buffer Orange Blue 1 ml	1 ml
FC6070300010	6x DNA loading dye Buffer Orange Blue 10 ml	10 ml



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

