

Agitador magnético Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ LLG Premium Line *¡A un precio exclusivo!**

Kit completo con sonda de temperatura Pt1000(V4A), soporte para la sonda Pt1000 y la tapa de silicona.

Con la gama LLG-Premium Line, opte por productos de muy alta calidad, seleccionados entre las marcas más aclamadas por los usuarios. Calidad superior «Made in Germany» garantizada, con aparatos de larga vida útil.

- Control rápido y preciso de la temperatura
- Excelente funcionalidad y mayor comodidad para el usuario
- Carcasa resistente con grado de protección IP42
- Placa Kera-Disk® resistente a productos químicos y arañazos
- Máxima seguridad

Este agitador magnético permite agitar suavemente hasta 1400 rpm y también calentar hasta una temperatura de 300°C. Además, llama la atención por su diseño robusto y sus sofisticadas funcionalidades, como la iluminación de teclas y mandos, que informa en todo momento sobre las funciones activas. Los mandos giratorios dinámicos responden a la velocidad de giro: lento para ajustes precisos, o rápido para saltos mayores. La función de bloqueo protege contra la modificación accidental de los valores.

Este agitador magnético está equipado con las características de seguridad más importantes. La gran distancia de seguridad entre la placa calefactora y el panel de control, así como el indicador visual de calor residual a temperaturas > 50 °C protegiendo contra quemaduras..

La placa patentada Kera-Disk®, de aluminio anodizado, es resistente a los productos químicos y a los arañazos y permite tiempos de calentamiento más rápidos..

Le ofrece una pantalla digital para ajustar la temperatura deseada al centígrado. Esta temperatura precisa sin rebasamientos se controla mediante dos modos de calentamiento seleccionables (RÁPIDO/PRECISO) y la sonda de temperatura externo Pt1000 suministraWda.

Especificaciones

Cantidad de agitación máx. (H ₂ O):	20 l
Velocidad :	100 ... 1400 rpm
Potencia de calefacción :	800 W
Temperatura :	20 ... 300 °C
Temp. ambiente admisible::	5 ... 31 °C
Humedad relativa admisible:	80 %
Dimensiones de la placas:	Ø 145 mm
Dim. (An x Pr x AL):	168 x 299 x 101 mm
Peso :	3 kg
Alimentación :	230 V
ICódigo IP::	IP 42



Referencia	Descripción	Ctd
LLG06490528	Kit Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+, LLG Premium line	1



* Consultar con su vendedor habitual