

LABORHITS

Purificador de aire ap360

Diseño potente e innovador

Purifica el aire rápidamente

Características

- Reciclaje eficaz del aire a 360° de una sala de 90 m³ cuatro veces en una hora, eliminando el 99,95 % de los virus conocidos (incluidos los coronavirus)
- Con un filtro HEPA13 de grado médico y alta capacidad (según EN 14644)
- 2 potentes lámparas UVC para destruir bacterias y virus dañando su ARN y ADN, lo que evita su replicación
- Sin ozono
- Bajo nivel de ruido
- Con ruedas bloqueables para un manejo seguro y fácil

Especificaciones

Filtros: Prefiltro H13 (EN 1822)
Fuente de radiación UV: 2 lámparas UV, 55 W bactericida, TU PL-L 55W UV-C
Irradiación UV: 156 uW/cm²/s a 1 m (Philips)
Tipo de radiación: UV ($\lambda = 253,7$ nm)
Vida útil de la lámpara UV: 9000 h
Flujo de aire: 360 m³/h
Dosis D90: 280 J/m²
Temporizador: 1 min ... 24 h, continuo
Nivel de ruido: máx. 66 db
Dimensiones (An x L x Alt): 350 x 350 x 1050 mm
Peso: 13,4 kg
Fuente de alimentación: 120/230 V, 50/60 Hz



El purificador de aire ap360 protege de las infecciones en el aire eliminando los aerosoles y también limpia el aire del polvo, el polen y muchos otros alérgenos. Adecuado para la protección personal en laboratorios, entornos médicos y salas de producción.

El paquete de servicio (código 6.323 287) para la sustitución de los filtros HEPA y las lámparas UV se puede encontrar en línea.

Tipo	ud.E	Código
ap360	1	4.679 869