Termoblocchi con agitazione Matrix Orbit Delta / Orbital Delta + IKA

Termoblocchi con agitazione Matrix Orbital D / Orbital D +. Potenti termoblocchi disponibili per campioni con volumi più piccoli, ad es. campioni di sangue, agenti farmaceutici, campioni di DNA/RNA o saggi Elisa. Senza contaminazione incrociata e con un risultato di miscelazione ottimale. Agitatore termico Orbitale D + con funzione di riscaldamento /raffreddamento (velocità di raffreddamento 2,5 K/min).

- Il display ampio e chiaro, con una comoda struttura di menu, consente un funzionamento intuitivo
- Due diverse modalità di velocità per una miscelazione ottimale
- Regolazione della velocità in base al volume dell'inserto, dell'attacco e del riempimento
- Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso

Caratteristiche Orbital D // Orbital D +



- Range temperatura: da +5 °C RT ... 100 °C // da -15 °C RT ... 100 °C
- Controllo temperatura: 1 ±K
- Uniformità: 0.5 °C
- Tipo di movimento: orbitale
- Orbita: 1.5 mm
- Display: TFT
- Programmi: 2
- Timer: 1 s ... 6000 min
- Capacità: 0.3 kg
- Dimensioni (L x P x H): 220 x 350 x 150 mm // 220 x 350 x 125 mm
- Peso: 9.5 kg // 8.8 kg
- Potenza assorbita: 100 W
- Alimentazione: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
- Codice IP: IP 21
- Velocità min. 300 rpm
- Velocità max. 1500 // 2000 rpm
- Blocchi ammessi 1

Code	Description	Packaging
LLG04664740	Termostato a secco con agitazione Matrix Orbital D F1.5, Velocità 300-1500 rpm, accessorio fisso 24x1,5 ml	1 pz
LLG04664741	Termostato a secco con agitazione Matrix Orbital D FP, Velocità 300-2000 rpm, accessorio fisso 1 micropiastra	1 pz
LLG04664742	Termostato a secco con agitazione Matrix Orbital D F0.5, Velocità 300-2000 rpm, accessorio fisso, 24x0,5 ml	1 pz
LLG04664743	Termostato a secco con agitazione Matrix Orbital D F2.0, Velocità 300-1500 rpm, accessorio fisso 24x2 ml	1 pz
LLG04664744	Termostato a secco con agitazione Mixer Matrix Orbital D, Velocità min/max 300/3000 rpm, riscaldamento 7 K/min	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System