Unità di estrazione per metodo Randall — Behr

Unità di estrazione manuale per estrazione a caldo secondo il metodo Randall.
Molto più veloce dell'estrattore Soxhlet convenzionale.
Include un set di ditali d'estrazione da 100 ml.
- Sicurezza ottimale grazie all'unità di estrazione fissata con viti.
Unità di estrazione a posizioni multiple:
- Ogni ditale di estrazione contenente il campione può essere regolato indipendentemente
- L'utilizzatore può abbassare e sollevare tutte le unità di estrazione all'interno/esterno della camera riscaldante con una singola leva
- Ogni posizione riscaldante ha un controllo separato della temperatura



Code	Description	Packaging
LLG09843926	Ditali di estrazione tipo EX 75 HS	25 pz
LLG09843927	Tubi di reazione tipo EB 75	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System