Omogeneizzatore DOUNCE, in vetro — Kimble

Omogeneizzatore Dounce, in vetro. Adatto nei casi in cui sia necessario pretrattare il campione.
Vengono forniti due pestelli:

- Pestello A per prefrantumazione
- Pestello B per frantumazione definitiva.

Componenti di ricambio intercambiabili fornibili su richiesta.



Code	Description	Packaging
LLG09651616	Omogeneizzatore Dounce, in vetro, cap. 2 ml, lungh. 60 mm	1 pz
LLG09651617	Omogeneizzatore Dounce, in vetro, cap. 7 ml, lungh. 125 mm	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System