## Dispositivo di svuotamento, acciaio inossidabile

Bürkle

Dispositivo di svuotamento, in acciaio inossidabile. Lo svuotamento di campionatori a zona è stato spesso sinonimo di pazienza e mano ferma. Ora questa operazione è semplice e veloce, utilizzando il dispositivo di svuotamento Burkle: lasciare il campionatore nel supporto, regolare gli imbuti lungo le camere del campione e, dopo aver ruotato il campionatore, il campione fluirà direttamente nel contenitore sottostante. Dispositivo autoclavabile.



| Code | Description | Packaging |
|---|---|---|
| LLG06236050 | Dispositivo di svuotamento in acciaio inox | 1 pz |

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

*CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System*