Sistema triturazione tessuti — Kimble

Sistema triturazione tessuti. Per macinazione sicura di tutte le cellule con crescita minima della temperatura. Sistema chiuso (CS) per minimizzare il rischio di contatto personale con aerosol e flussi di campione durante la macinatura. Ottimo contatto del macinino e del tubo campione conico (da 15 o 50ml) per triturare ogni cellula nel modo migliore. Ogni unità è sterilizzata a raggi gamma e arriva fornita con un pestello completamente assemblato, tubo conico per campione (PP), tappo solido (PE-HD) ed etichetta.
Tipo CS1:
Punta in vetro- riempito PP (30% / 70%) per macinazioni standard
Tipo CS2:
Punta vetrificata (silice fusa) per macinazioni più forti



Code	Description	Packaging
LLG09651050	Sistema triturazione tessuti, per bottiglie 15 ml, tipo CS 1	10 pz
LLG09651051	Sistema triturazione tessuti, per bottiglie 50 ml, tipo CS 1	10 pz
LLG09651052	Sistema triturazione tessuti, per bottiglie 15 ml, tipo CS 2	10 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System