Siringhe BD Discardit II, monouso, 2-pezzi, PP/PE, sterili — Becton Dickinson

Siringhe BD Discardit# II, monouso, 2-pezzi, PP/PE, sterili. Serbatoio chiaro per una perfetta visualizzazione del contenuto della siringa. Siringa in 2 pezzi con terminale Luer. Movimento liscio del pistone, forza di scorrimento ridotta. Anello di sicurezza: previene ritiri accidentali dello stantuffo. A tenuta stagna: testa in conformità alla ISO 7886-1. Marcatura scala: graduazione accurata adatta alle esigenze dell'utilizzatore. Il design delle flange di appoggio delle dita assicura stabilità e comfort durante l'iniezione. Pistone dal design ergonomico per utilizzo con una sola mano. Materiale corpo: polipropilene. Materiale pistone: polietilene. Lubrificante pistone: oleamide. Unità imballo con codifica colore. Metodo di sterilizzazione: ossido di etilene. Prive di silicone. Imballo singolo sterile, monouso, prive di lattice, senza PVC. Per applicazioni in pressione si raccomandano le siringhe a 3 parti.



DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

Code	Description	Packaging
LLG06052153	Siringhe BD Discardit, 2 ml, attacco tipo concentrico, div. 0,1 ml	100 pz
LLG06052157	Siringhe BD Discardit, 20 ml, attacco tipo eccentrico, div. 1 ml	80 pz
LLG07619784	Siringhe BD Discardit, 5 ml, attacco tipo eccentrico, div. 0,2 ml	100 pz
LLG09410403	Siringhe BD Discardit, 10 ml, attacco tipo eccentrico, div. 0,5 ml	100 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System