
## OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC — Macherey Nagel

**OPTIMA® 5 MS colonne capillari per GC**
**5% difenil - 95% dimetilpolisiloxano**

fase non polare con basso spurgo ideale per applicazioni in GC/MS ed ECD e analisi generali a livello di tracce inerzia perfetta per componeneti di base.
fasi similari: DB-, HP- mS, Ultra-, Equity-5, CP-Sil 8 CB - basso spurgo/MS, Rtx-5Sil-MS, Rtx-5 MS, 007-5 MS, BPX5, MDN-5S, AT-5 MS, VF-5 MS.
temperatura massima per operazioni isotermiche: 340°C, temperatura massima per brevi isoterme in un programma di temperatura: 360°C

Ø int. 0.32 mm
Ø est. 0.5 mm
Lungh. 25 m
Spessore film 1 µm




DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

| Code | Description | Packaging |
|---|---|---|
| MNL72621012 | OPTIMA 5 MS, 0.20 mm ID, 0.20 µm, 12 m Capillary column OPTIMA 5 MS ID: 0.20 mm, film thickness: 0.20 µm length: 12 m | 1 pz |
| MNL72621025 | OPTIMA 5 MS, 0.20 mm ID, 0.20 µm, 25 m Capillary column OPTIMA 5 MS ID: 0.20 mm, film thickness: 0.20 µm length: 25 m | 1 pz |
| MNL72621050 | OPTIMA 5 MS, 0.20 mm ID, 0.20 µm, 50 m Capillary column OPTIMA 5 MS ID: 0.20 mm, film thickness: 0.20 µm length: 50 m | 1 pz |
| MNL72621130 | OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Lungh. 30 m, Spessore film 0,25 µm | 1 pz |
| MNL72621225 | OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Lungh. 25 m, Spessore film 1 µm | 1 pz |
| MNL72621250 | OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Lungh. 50 m, Spessore film 1 µm | 1 pz |
| MNL72621260 | OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Lungh. 60 m, Spessore film 1 µm | 1 pz |
| MNL72621330 | OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.32 mm, Ø est. 0.5 mm, Lungh. 30 m, Spessore film 0,5 µm | 1 pz |
| MNL72621512 | OPTIMA 5 MS, 0.20 mm ID, 0.35 µm, 12 m Capillary column OPTIMA 5 MS ID: 0.20 mm, film thickness: 0.35 µm length: 12 m | 1 pz |
| MNL72621525 | OPTIMA 5 MS, 0.20 mm ID, 0.35 µm, 25 m Capillary column OPTIMA 5 MS ID: 0.20 mm, film thickness: 0.35 µm length: 25 m | 1 pz |
| MNL72621550 | OPTIMA 5 MS, 0.20 mm ID, 0.35 µm, 50 m Capillary column OPTIMA 5 MS ID: 0.20 mm, film thickness: 0.35 µm length: 50 m | 1 pz |
| MNL72622015 | OPTIMA 5 MS, 0.25 mm ID, 0.25 mm, 15 m Capillary column OPTIMA 5 MS ID: 0.25 mm, film thickness: 0.25 µm length: 15 m | 1 pz |
| MNL72622030 | OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Lungh. 30 m, Spessore film 0,25 µm | 1 pz |
| MNL72622060 | OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Lungh. 60 m, Spessore film 0,25 µm | 1 pz |
| MNL72622530 | OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Lungh. 30 m, Spessore film 0,5 µm | 1 pz |
| MNL72622560 | OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Lungh. 60 m, Spessore film 0,5 µm | 1 pz |
| MNL72622630 | OPTIMA 5 MS colonne capillari per GC, Ø int. 0.25 mm, Ø est. 0.4 mm, Lungh. 30 m, Spessore film 1 µm | 1 pz |

DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

| Code | Description | Packaging |
|---|---|---|
| MNL72622660 | OPTIMA 5 MS, 0.25 mm ID, 1.00 µm, 60 m Capillary column OPTIMA 5 MS ID: 0.25 mm, film thickness: 1,00 µm length: 60 m | 1 pz |

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

*CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System*